

NIP	Prescripteur	Préleveur
Nom:	Nom:.....	Nom:.....
Nom de jeune fille:	Fonction:.....	Fonction:.....
Prénom:.....	Tél:.....	Tél:.....
DDN:...../...../..... Sexe:...		

 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD VAL DE SEINE Projet Hôpital Claude Bernard Hôpital Louis Pasteur Hôpital Saint Louis	HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD UF AUTO-IMMUNITE ET HYPERSENSIBILITES Pr S. CHOLLET-MARTIN Poste résultats : 01 40 25 68 97 Fax : 01 40 25 67 86	BICHAT : Sachet Ivoire Horaires d'ouverture du laboratoire : du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 * Urgent : contacter le 01 40 25 68 97
---	---	--


A09R V09 08-2019

Date de prélèvement : / / : : :

☐ URGENT*

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES	
AUTO-IMMUNITE Connectivite ☐ LES ☐ Sjögren ☐ PB atypique ☐ Myosite ☐ Sclérodermie ☐ Pemphigoïde des muqueuses ☐ Fibrose pulmonaire ☐ Pemphigus paranéoplasique ☐ Recherche anti-SSA (autre contexte) ☐ Erythème polymorphe ☐ PR ☐ Epidermolyse bulleuse acquise Thrombose : ☐ Artérielle ☐ Lupus bulleux ☐ Veineuse ☐ Dermatose à IgA linéaire ☐ ATCD fausses couches ☐ Hépatite fulminante ☐ Autre(s) :	REPONSE IMMUNITAIRE TUBERCULOSE ☐ Mise sous biothérapie ☐ Suspicion de tuberculose ☐ Sujet exposé

1 à 2 examens = 1 tube sec de 5 mL
> 2 examens = 3 tubes sec de 5 mL

AUTO-IMMUNITE	
☐ Facteurs rhumatoïdes (FR) ☐ Ac anti-peptides cycliques citrullinés (ACCP) ☐ Ac anti-vimentine citrullinée (AMCV) ☐ Ac anti-nucléaires (AAN) * ☐ Ac anti-ADN natif * ☐ Ac anti-ECT/ENA (RNP, Sm, SSA, SSB, JO1, DFS70) Sur renseignements cliniques uniquement : ☐ Ac des myosites - synthétases (PL7, PL12, JO1, EJ, OJ, SRP, SAE1, NXP2, Ku, Mi2, MDA5, TIF1- γ) ☐ Ac des sclérodermies (ARN Pol III, fibrillarine, Th/To, NOR-90, Scl70, Pm-Scl, centromère) ☐ Ac anti-tissus (Ac anti : cellules pariétales, mitochondrie, muscle lisse, LKM) ☐ Ac anti-SLA (Soluble Liver Antigen) ☐ Ac anti-cytoplasme des polynucléaires (ANCA) * ☐ Ac anti-membrane basale glomérulaire (AMBG) * ☐ Ac anti-saccharomyces cerevisiae (ASCA) Ac anti-phospholipides ☐ Ac anti-cardiolipine IgG (ACL IgG) ☐ Ac anti-β 2GPI IgG (AB2GPI IgG) ☐ Ac anti-cardiolipine IgM (ACL IgM) ☐ Ac anti-β 2GPI IgM (AB2GPI IgM) Sur renseignements cliniques uniquement : ☐ Ac anti-annexine V ☐ Ac anti-phosphatidyl-éthanolamine ☐ Ac anti-phosphatidylsérine / prothrombine	☐ Ac anti-épiderme (IFI) (anti-SIC, anti-membrane basale) ☐ Ac anti-BP180 et BP230 ☐ Ac anti-desmoglérine 1 et 3 ☐ Ac anti-envoplakine ☐ Ac anti-collagène VII Sur renseignements cliniques uniquement : ☐ Immunoblot Ac anti-épiderme rares ☐ Ac anti-BP180 IgE ☐ Ac anti-thyropéroxydase (TPO) ☐ Ac anti-thyroglobuline (TG) ☐ Ac anti-récepteur TSH (TRAK) ☐ Ac anti-transglutaminases IgA / gliadine désaminée IgG
REPONSE IMMUNITAIRE ANTI-INFECTIEUSE	
TUBERCULOSE	
☐ Quantiféron (Tubes spéciaux fournis par le laboratoire) Lot : Date exp. :	
SUIVI DES BIOTHERAPIES **	
(1 tube SEC de 5 mL) ☐ Ac anti-Infliximab ☐ Ac anti-Adalimumab ☐ Ac anti-Etanercept ☐ Ac anti-Rituximab ☐ Autres biothérapies : Date dernière injection : Dose :	
** Dosage concomitant du biomédicament	

Autres examens :

Type et nombre de prélèvements reçus : ☐ Rouge ☐ Jaune ☐ Violet ☐ Quantiféron ☐ AutreDate et heure d'arrivée
à l'accueil du site expéditeur - Visa

Non-conformité critique :

- ☐ Echantillon(s) non identifié(s)
☐ Discordance Echt/Prescription
☐ Echantillon(s) manquant(s)
☐ Contenant non adapté
☐ Echantillon(s) accidenté(s)

Tél.:

- ☐ Oui
☐ Non

☐ Autres NC Critique☐ Si pré-traitement :

- ☐ Centrifugation
☐ Décantation
☐ Pas de pré-traitement
☐ Conservation avant envoi :
☐ TA ☐ 2 à 8°C ☐ - 20 °C

Date et heure d'arrivée
à l'accueil du site destinataire - Visa

A09V V09 08-2019

☐ NC Crit ☐ Presc.Abs ☐ Prel.Abs ☐ UH Abs ☐ Cond.trans ☐ Cond.préar ☐ Tub+ ☐ Autres

HYPERSENSIBILITES

- ☐ Dermatite atopique
☐ Urticaire - Angioderme

- ☐ Allergie alimentaire
☐ Allergie respiratoire

- ☐ Tests cutanés :
☐ Autres :
Choc anaphylactique (Remplir feuille spécifique)

- ☐
- IgE totales

(1 tube sec 5 mL par examen coché)

- ☐
- Biopuce IgE ISAC

- Précipitines : ☐ Eleveur d'oiseaux (EO)
☐ Poumon de fermier (PF)

- ☐ Tryptase de base
 (1 tube EDTA ou sec 5 mL)

- TESTS D'ACTIVATION CELLULAIRE *Uniquement sur RDV au 01 40 25 68 97*
☐ Activation des basophiles (1 tube EDTA 5 mL)
☐ Activation des lymphocytes (3 tubes héparinate de Lithium 5 mL + 1 tube sec 5 mL)

IGE SPECIFIQUES

1 tube sec 7 mL - Cocher 5 allergènes maximum

MELANGES D'ALLERGENES

- ☐ Phadiatop
☐ Trophatop enfant (FX26-FX27-FX28)
☐ Trophatop adulte (FX5-FX24-FX25)
☐ FX5 (F1-F2-F3-F4-F13-F14)

ACARIENS

- ☐ D1 : D pteronyssinus
☐ D202 : rDer p 1
☐ D203 : rDer p 2
☐ D205 : rDer p 10
☐ D209 : rDer p 23
☐ D2 : D. farinae

ANIMAUX

- ☐ E1 : Chat (poils et squames)
☐ E94 : rFel d 1
☐ E3 : Cheval (poils et squames)
☐ E5 : Chien (squames)
☐ E74 : Rat (protéines urinaires)
☐ E82 : Lapin (épithélium)
☐ E204 : Albumine sérique bovine

POLLENS D'HERBACEES

- ☐ W1 : Ambroisie
☐ W6 : Armoise commune
☐ W21 : Pariétaire

POLLENS D'ARBRES

- ☐ T2 : Aulne
☐ T3 : Bouleau
☐ T215 : rBet v 1
☐ T7 : Chêne
☐ T9 : Olivier
☐ T224 : rOle e 1
☐ T11 : Platane
☐ T15 : Frêne
☐ T203 : Marronnier

POLLENS DE GRAMINES

- ☐ G3 : Dactyle pelotonné
☐ G6 : Phléole des prés
☐ G213 : rPhl p 1 + rPhl p 5b
☐ G214 : rPhl p 7 + rPhl p 12
☐ G15 : Blé

MOISSISSURES

- ☐ M1 : Penicillium notatum
☐ M2 : Cladosporium herbarum
☐ M3 : Aspergillus fumigatus
☐ M218 : rAsp f 1
☐ M220 : rAsp f 3
☐ M221 : rAsp f 4
☐ M222 : rAsp f 6
☐ M5 : Candida albicans
☐ M6 : Alternaria alternata
☐ M7 : Botrytis cinerea

VENINS D'HYMEMOPTERES

- ☐ I1 : Venin d'abeille
☐ I208 : rApi m 1
☐ I217 : rApi m 10
☐ I214 : rApi m2, I215 : rApi m3,
 I216 : rApi m5
☐ I3 : Venin de guêpe Vespula
☐ I211 : rVes v 1
☐ I209 : rVes v 5
☐ I4 : Venin de guêpe Polistes
☐ I210 : rPol d 5

INSECTES

- ☐ I6 : Blatte germanique
☐ I203 : Ephestia

MEDICAMENTS

- ☐ C6 : Amoxicilline
☐ C202 : Suxamethonium
☐ C260 : Ammonium quaternaire

ALLERGENES PROFESSIONNELS

- ☐ K80 : Formaldéhyde
☐ K82 : Latex Recombi +
☐ K215 : rHev b 1
☐ K217 : rHev b 3
☐ K218 : rHev b 5
☐ K219 : rHev b 6.01
☐ K220 : rHev b 6.02
☐ K221 : rHev b 8
☐ K87 : Alpha amylase

ALIMENTS

- ☐ F1 : Blanc d'oeuf
☐ F232 : Ovalbumine
☐ F233 : Ovomucoïde
☐ F2 : Lait de vache
☐ Protéines du lait de vache (PLV)
☐ F76 : Alpha-lactalbumine
☐ F77 : Bêta-Lactoglobuline
☐ F78 : Caséine
☐ F326 : Lait de brebis
☐ F300 : Lait de chèvre
☐ F3 : Poisson (morue)
☐ F4 : Blé (farine de froment)
☐ F5 : Seigle
☐ F10 : Sésame
☐ F11 : Sarrasin
☐ F13 : Arachide
☐ F422 : rAra h 1
☐ F423 : rAra h 2
☐ F424 : rAra h 3
☐ F352 : rAra h 8
☐ F427 : rAra h 9
☐ F14 : Soja
☐ F17 : Noisette
☐ F428 : rCor a 1
☐ F425 : rCor a 8
☐ F440 : nCor a 9
☐ F439 : rCor a 14
☐ F20 : Amande
☐ F24 : Crevette
☐ F351 : rPen a 1 ; tropomyosine
☐ F84 : Kiwi
☐ F202 : Noix de Cajou
☐ F203 : Pistache
☐ F253 : Pignon de pin
☐ F256 : Noix
☐ F345 : Noix de macadamia

DIVERS

- ☐ O214 : CCD, MUXF3 de la broméline
☐ Autre(s) IgE spécifique(s) :
